


X線・CT検査中のFreeStyle リブレ 2 センサーの取り扱いに関するお知らせ

FreeStyle リブレ 2 は X線・CT検査中も センサーはそのまま



FreeStyle リブレ 2 は、検査中にセンサーを外す必要はありません。



X線・CT検査による
センサーへの
影響はありません



検査前に
センサーを取り外す
必要はありません



検査中も
グルコースモニタリング
を中断しません

FreeStyle リブレ 2 センサーの取り扱いが、より簡単に



最新情報

- 試験により、FreeStyle リブレ 2 センサーはX線検査およびCT検査の影響を受けないことが示されています。
- 患者さんはX線検査およびCT検査中もFreeStyle リブレ 2 センサーを外す必要はなく、装着したままで検査を受けることができます。検査中もグルコースモニタリングは中断されません。
- FreeStyle リブレ 2 センサーを装着したままX線撮影またはCT撮影を受けた場合、撮影部位や撮影条件によっては、センサーが撮影画像に写り込むことがあります。

下記にあてはまるすべての FreeStyle リブレ 2 製品に適用されます。

- ・すでに出荷済みの製品
- ・医療機関に在庫されている製品
- ・患者さんが現在使用中の製品



最新の添付文書はPMDAホームページをご確認ください。▶▶▶ <https://www.pmda.go.jp>
詳細な製品情報はこちら▶▶▶ <https://myfreestyle.jp>